


Smartdop XT so Smart-XT-Link

Plnoautomatický systém pre celkové testy cievneho systému pri ABI a TBI analýzach



Ovládanie jedným tlačítkom pre automatické meranie krvného tlaku až na 14 miestach pomocou oscilometrie a PPG pre ABI, TBI a PV- arteriálne analýzy.

Až 14 miest pre poloautomatické meranie krvného tlaku pomocou doppleru a PPG pre ABI a TBI spoločne s dopplerovou metódou a PV arteriálnymi analýzami.

Analýza žilového refluxu pomocou PPG sondy.

Chladové testy pomocou PPG sondy


Všetky testy sa kontrolujú a ukládajú počítačom prostredníctvom Smart-XT-Link pre Windows, ktorý zahŕňa možnosti tlačíť data kriviek a exportovať ich do DICOM.

KLINICKÉ APLIKÁCIE


Analýzy ABI a TBI
Segmentové analýzy krvného tlaku
PV arteriálne analýzy

Obojsmerné Dopplerove analýzy dolných končatín
Analýzy PPG tlaku na palci nohy a žilového refluxu
Analýza teploty nôh


PRÍKLADY ZOBRAZENIA SOFTWARE



<Automatic Arterial testing screen>



<Individual waveform screen>



<Foot Temperature Studies >

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie: nabíjacia batéria Ni-MH alebo AC adaptér
Životnosť nabitej batérie: cca. 2 hodiny
Životnosť batérie: cca. 2 roky
Výkon reproduktorov: 250 mW a viac
Rozsah merania: Oscilometria: 50 to 260 mmHg
Doppler: 30 to 260 mmHg
300 (š) x 244 (v) x 167 (h) mm
cca 3.82 kg
Rozmery:
Hmotnosť:
Elektrické zabezpečenie: spĺňa normu IEC 60601-1
Príslušenstvo: manžety, Doppler sonda, teplotná sonda

Systémové požiadavky na počítač:
OS: Windows Vista/ 7/ 8.1
CPU clock: Celeron 1GHz a viac
Display: 800 x 600 bodov a viac
256 farieb a viac
Minimálna kapacita pamäte:
RAM: 1 GB a viac
HD: 40 MB a viac

*Technické údaje sa môžu meniť

EXCELLENCE IN HUMAN SERVICE AND TECHNOLOGY

Hadeco®
Hadeco, Inc.

216-0003, Arima, Miyamae-ku, Kawasaki, 216-0003, Japan

<http://www.hadeco.co.jp/>

TEL : +81-44-860-3901 FAX : +81-44-856-0179

Mivax,s.r.o.

Kozmonautov 35,03601 Martin

<http://www.mivax.sk/>

TEL: +421903540799



080-00188-00
Printed in Japan